

## BC PROTOKOL - UZORKOVANJE

- 1) prije uzimanja uzorka sterilizirati pincetu/nožić na plamenu ili koristiti jednokratne.
- 2) Životinje (vouchere) spremati u alkohol u odvojene spremnike
- 3) tkiva pohranjivati u 99.9% p.a. alkoholu (ne denaturiranom!) u PCR-free, safe-lock 1.5 ml eppendorfice – minimalno dvije nožice, 3-4 komadića tkiva V ≈ 3 mm x 3 mm x 3 mm
- 4) za izuzetno sitne vrste, prikupiti dvije jedinke po lokalitetu – u ovom slučaju životinje se tretiraju kao tkiva (odvojene pohrana u 1.5 ml eppendorfice, sterilna manipulacija, apsolutni nedenaturirani alkohol)
- 5) OZNAKA tkiva i životinje mora biti ista i čine ju inicijali istraživača + redni broj uzorka = Sample ID (Npr. MK-1). Sample ID mora biti jedinstven (nema ponavljanja brojeva)
- 6) Eppendorfice ne označavati alkoholnim flomasterom nego etiketama isprintanim na laserskom printeru ili ispisanim olovkom i prelijepljenim selotejpom
- 7) uzorke obavezno držati na hladnom
- 8) determinirati uzorak na temelju morfoloških značajki
- 9) barem inicijalno fotodokumentirati voucher po mogućnosti uz mjernu jedinicu. Fotografiju označiti s istim Sample ID kao životinju i tkivo (npr. MK-1.jpg). Kvaliteta fotografija nije presudna, ali pročitajte naputke iz BOLDa (Photography Guide).  
[\(http://www.boldsystems.org/index.php/resources/handbook?chapter=3\\_submissions.html\)](http://www.boldsystems.org/index.php/resources/handbook?chapter=3_submissions.html)
- 10) ispuniti što je moguće detaljnije excel listu (file: SpecimenData\_v3Transitional.xls) – pri tome je Sample ID isti kao onaj na etiketi životinje i tkiva.  
[\(http://www.boldsystems.org/index.php/resources/handbook?chapter=3\\_submissions.html\)](http://www.boldsystems.org/index.php/resources/handbook?chapter=3_submissions.html)

NAPOMENA: Za geografske koordinate BOLD traži **PROJEKCIJU WGS 84** u decimalnom obliku

### INICIJALI SURADNIKA:

MK – Mladen Kučinić

LŠJ - Lucija Šerić Jelaska

JL – Jasna Lajtner

SK – Stjepan Krčmar

NT – Nikola Tvrtković

BBM – Branka Bruvo Mađarić

IG – Irena Grbac

MP – Martina Podnar

MŠ - Martina Šašić Kljajo

VMS – Vlatka Mičetić Stanković

IM - Iva Mihoci

IV – Ivan Vučković

RO – Roman Ozimec

NL – Nediljko Landeka

AĆ – Anđela Ćukušić

DC – Darko Cerjanec

MAŠ – Mauro Štifanić

AMV – Ana Mrnjavčić Vojvoda

IS – Ignan Sivec

MV - Marina Vilenica

KŠ - Kate Šešelja

AK – Ana Klobučar

EM- Enrih Merdić

TŽ – Toni Žitko

AP – Aleksandar Popijač

RĆ – Renata Ćuk

SŽ – Sanja Žalac

BJ – Branko Jalžić

MJ - Mišel Jelić